



✓ Indicaties

- » Ondervoeding / anorexie
- » Tijdens en na ziekte / herstel na operatie
- » Overgang naar vast voedsel / niet verdragen van vast voedsel
- » Bijvoeding tijdens dracht en lactatie
- » Uitdroging

✗ Contra-indicaties

- » Pancreatitis



+ Extra informatie

- » Bevat aminozuren (glutamine en arginine) voor stimulering immuunsysteem.
- » Prebiotica voor gezonde darmflora.
- » Gist en zink voor verbeterde wondgenezing.
- » Omega 3 & 6 vetzuren hebben een ontstekingsremmende werking.



Recovery

Uitstekend geschikt bij herstel na operatie, tijdens en na ziekte of ondervoeding.



Rehydration

Door het hoge vochtgehalte vindt gelijktijdig met het voeden, rehydratie plaats.



Syringe feeding

Is zeer geschikt als sondevoeding door goede homogeniteit.

🐾 Gebruiksadviezen

Recovery Liquid is na schudden direct klaar voor gebruik. De dagelijkse hoeveelheid moet worden verdeeld over meerdere porties. Na opening bewaren in de koelkast en binnen 24 uur gebruiken of in porties invriezen. Bij voorkeur op kamertemperatuur verstrekken voor optimale acceptatie. TROVET Recovery Liquid is geschikt als sondevoeding.

Gemiddelde analyse (per kilogram)

	Wet
Eiwit	5,0%
Vetgehalte	5,0%
Anorganische stof	1,6%
Ruwe celstof	0,3%
Vocht	87,0%
Overige koolhydraten	1,1%
Vitamine D3	194 IE
Vitamine E	19 mg
Calcium	0,07%
Fosfor	0,12%
Natrium	0,13%
Kalium	0,36%
Vertakt-keten aminozuren	7 300 mg
Glutamine	6 300 mg
Arginine	2 400 mg
Omega 3 vetzuren	0,29%
Omega 6 vetzuren	0,87%
Taurine	300 mg
Energie (ME)	2,9 MJ
	694 kcal

Ingrediënten

Nat: kip, mineralen, visolie, weipoeder, ei (gedroogd), magere melkpoeder, fructo-oligosacchariden (FOS), gist, rozemarijn.

Voedingsadvies (gram/milliliter per dag)

Gewicht (kg)	5	10	20	30	40	50	60
Nat (gram (ml)) min.	335	565	955	1290	1605	1895	2175

Het voedingsadvies is gebaseerd op Resting Energy Requirements (RER) x 1,0 voor critical care patiënten.